



# Metrosep C 6 - 250/4.0

6.1051.430

Metrosep C 6 - 250/4.0 は、C 6 シリーズで最も容量の大きい陽イオンカラムです。これは、最高の分離性能が必要とされる用途を想定して開発されました。このカラムを用いて、極端に濃度の異なるサンプルを正確に分析することができます。特にナトリウムとアンモニウムはここで非常に良く分離します。

## 納品範囲 6.1051.430

| Qt.   | Order no.  | 説明               |
|-------|------------|------------------|
| 2 PCS | 6.2744.060 | Threaded stopper |



## オプションアクセサリ

| Order no.  | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1051.500 | <p>Metrosep C 6 Guard/4.0</p> <p>Metrosep C 6 Guard/4.0にはC 6カラムの材料が含まれており、粒子や汚れから保護します。これにより、分析の分離カラムの耐用期間が格段に長くなります。Metrosep C 6 Guard/4.0は「On Column Guard System」に則して機能し、それぞれの分離カラムにほぼデッドボリュームなしで直接取り付けすることができます。</p>  |
| 6.1051.510 | <p>Metrosep C 6 S-Guard/4.0</p> <p>Metrosep C 6 S-Guard/4.0 には C 6 カラムの材料が含まれており、粒子や汚れからそれを保護します。これにより、分析の分離カラムの耐用期間が格段に長くなります。</p>                                                                                       |