



Metrosep C Supp 1 - 250/4.0

6.1052.430

Metrosep C Supp 1 - 250/4.0 分離カラムは、低い濃度範囲の標準陽イオンやいくつかの遷移陽イオン、アミンなどの困難な分離に使用されます。連続サプレッション後の電気伝導度検出は、低いベースラインノイズのおかげで、低い検出限界値が可能です。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1052.500	Metrosep C Supp 1 Guard/4.0

Metrosep C Supp 1 Guard/4.0 は C-Supp-1 カラム材料を含んでおり、Metrosep-C-Supp-1陽イオンカラムの保護に使用されます。粒子状物質や汚れを確実に抑え、その結果分析用分離カラムの耐用期間が格段に長くなります。Metrosep C Supp 1 Guard/4.0 は «On Column Guard System» に則して機能し、それぞれの分離カラムにほぼデッドボリュームなしで直接取り付けことができます。

