



## Titration vessel / 50-150 mL

6.1415.250

納品範囲 6.1415.250

| Qt.   | Order no.  | 説明                                 |
|-------|------------|------------------------------------|
| 1 PCS | 6.2036.000 | Mounting ring for titration vessel |



# オプションアクセサリー

| Order no. | 説明 |
|-----------|----|
|-----------|----|

6.1414.010      滴定容器上部 開口部5つ



6.1414.030      KF滴定容器上部 開口部5つ  
カールフィッシャー容量滴定向け。

