



Titration Head, 3 x SGJ 14

6.1458.040

納品範囲 6.1458.040

Qt.	Order no.	説明
2 PCS	6.1808.000	Connection bushing M6



2 PCS

6.2726.090

拡散防止バルブ

拡散防止用ビュレットチップ6.1541.XXX、 6.1543.130、
6.1543.140、 6.1543.150、 6.1543.160、 6.1543.200



3 PCS

6.2740.020

Spray nozzle



オプションアクセサリー

Order no.	説明	
6.1829.050	Replacement tubings for retracted tubings in titration heads and robotic arms	
6.1909.050	Stirring propeller / 102 mm	
6.2041.470	サンプルラック、22 x 120 mL、(ポリプロピレン製) 22 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.300、6.1459.307。 合成樹脂: ポリプロピレン (PP)	
6.2841.010	External rinsing station for robotic arm with 6.1458.040 titration head	