



Robotic arm with titration head and beaker sensor for 786 Swing Head, left or right-swinging

6.1462.150

納品範囲 6.1462.150

Qt.	Order no.	説明
3 PCS	6.1808.000	Connection bushing M6



2 PCS

6.2726.090 拡散防止バルブ

拡散防止用ビュレットチップ6.1541.XXX、 6.1543.130、
6.1543.140、 6.1543.150、 6.1543.160、 6.1543.200



オプションアクセサリー

Order no.	説明	
2.802.0020	サンプルチェンジャー用 802 Stirrer サンプルチェンジャーおよび Sample Processor 用 ロッドスターラ。 6.1909.020 プロペラスターラ 104 mm と固定取付けされたケーブル付き。	
6.1829.050	Replacement tubings for retracted tubings in titration heads and robotic arms	