



807 Dosing Unit ETFE 50 mL

6.1575.250

Dosino によるアルカリ性試薬またはフッ化水素酸 (HF) の計量投入用 807 Dosing Unit ETFE 50 mL。ガラスシリンダーと比較した場合、精度と再現性がやや劣ります。

納品範囲 6.1575.250

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.1446.040	Threaded stopper / M6



1 PCS

6.2803.010

Grease (2 g)



オプションアクセサリー

Order no.	説明	
6.1574.250	シリンダーエレメント ガラス 50 mL	
	シリンダー、ピストン、シリンダーベース、バルブディスク、センタリングチューブが付いたガラスシリンダーエレメント一式。807 Dosing Unit 50 mL 用。	
6.1566.250	シリンダーエレメント ETFE 50 mL	
	Dosino によるアルカリ性試薬またはフッ化水素酸 (HF) の計量投入のためのドージングユニット用。ガラスシリンダーと比較した場合、精度と再現性がやや劣ります。	