



PE bottle, 125 mL for IC

6.1627.000

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.9920.255	サンプルラック 25 x 60 mL + 10 x 125 mL

60 mL Corning®-細胞培養フラスコ 25 サンプルおよび125 mL PEボトル 10 サンプル用複列サンプルラック (6.1627.000)。発電所等における微量分析用サンプルラック。



6.02743.100 セブタムなしスクリーキャップ、ID 14.2 mm



6.02743.090 セブタム付きスクリーキャップ

