



# スタンドベース付き電極ホルダ

6.2001.140

オプションアクセサリ

| Order no. | 説明 |
|-----------|----|
|-----------|----|

2.949.0210

949 pH Meter、電極なし

ペンチトップ型 949 pH Meter – ラボでの迅速かつ信頼性の高い測定のためのコンパクトな pH 測定装置です。

- カラーディスプレイがついたコンパクトな pH 測定装置
- 精確な pH、mV、ORP 測定、一体型の温度表示付き
- Metrohm、USA および NIST バッファーによる 3 点までの簡単なキャリブレーション、または独自のバッファーによる 2 点キャリブレーション
- 読み取りを容易にするため、記号を使用し、明確に構造化されたキャリブレーション値の表示
- 信頼性の高い結果のための測定値検出の 3 つの安定基準
- 日付と時刻埋め込み型の測定値で GLP 適合
- モニタリング機能がついたキャリブレーションデータ概要
- RS 232 コネクタでプリンターに接続可能。



ラボですぐに使用できるよう、パッケージには 949 pH Meter、電極ホルダ、ならびに電源装置が含まれています。

---

2.949.0220

949 pH Meter、Solitrode 付き

