



サンプルラック、48 x 11 mL、(アルミニウム製)

6.2041.200

48 個のサンプル容器に適した889 IC Sample Center のためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます: 6.2743.100、6.2743.107、6.2743.110、6.2743.117。

材質: アルミニウム (Al)

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2743.100	PP Vials 0.7 mL to IC Sample Center, 1000 pieces



6.2743.107 PP Vials 0.7 mL to IC Sample Center, 100 pieces



6.2743.110 PP Vials 0.3 mL to IC Sample Center, 1000 pieces



6.2743.117 PP Vials 0.3 mL to IC Sample Center, 100 pieces



6.7303.100 ガラスバイアル、1.5 mL、100 個

次のサンプルチェンジャーでの使用向け: Liquid Autosampler CIC (TEI)、MMS 5000 Autosampler (AJ)、889 Sample Center。



6.7303.110 67303100 用セプタム、100 個

次のサンプルチェンジャーにて 67303100 ガラスバイアルと併せての
使用向け: Liquid Autosampler CIC (TEI)、MMS 5000 Autosampler
(AJ)、889 Sample Center。



6.2743.120 Septum to 6.2743.1XX Si/PTFE



6.2743.127 Septum to 6.2743.1XX Si/PTFE

