



サンプルラック、12 x 6 mL、(アルミニウム製)

6.2041.210

12 個のサンプル容器に適した889 IC Sample Center のためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます: 6.2419.000。

材質: アルミニウム (Al)

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1448.050	Aluminum septum caps / 1000 pieces



6.2419.000 バイアル 6 mL、1000 個

バイアル、6 mL までのサンプル用、セプタム 6.1448.050 に適合、
1000 個



6.2621.110 Crimping tongs



6.2419.007 バイアル 6 mL、100 個

バイアル、6 mL までのサンプル用、セプタム 6.1448.057 に適合、
100 個



6.2420.007 スクリューキャップバイアル 8 mL、100 個

スクリューキャップバイアル 8 mL、6.1448.067 のスクリューキャップ
に適合、100 個



6.1448.067 セプタム付きスクリーキャップ、100個。

セプタム付きスクリーキャップ、6.2420.007 の 8 mL バイアルに適合、100個



6.1448.057 Aluminum septum caps / 100 pieces

