



サンプルラック、12 x 250 mL、(ポリ塩化ビニル製)

6.2041.310

12 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1432.320	透明ガラス製サンプルビーカー 250 mL、1 個
	透明ガラス製サンプルビーカー 250 mL、サンプルラック 6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、6.2041.820、6.2068.020 および 6.2068.030 に適合、1 個



6.1432.323 アンバーガラス製サンプルビーカー 250 mL、1 個

アンバーガラス製サンプルビーカー 250 mL、サンプルラック
6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、
6.2041.820、6.2068.020 および 6.2068.030 に適合、1 個



6.1453.220 プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 200 mL、1 個

プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 200 mL、サ
ンプルラック 6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、
6.2041.820、6.2068.020 および 6.2068.030 に適合、1 個



6.1453.250 プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 250 mL、1 個

プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 250 mL、サ
ンプルラック 6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、
6.2041.820、6.2068.020 および 6.2068.030 に適合、1 個



6.1458.010 Titration head, 6 x SGJ 14 and 3 x SGJ 9 openings.

