



## サンプルラック、24 x 75 mL、(ポリ塩化ビニル製)

6.2041.340

24 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrator「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.210、6.1459.400。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

オプションアクセサリ

| Order no.  | 説明                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1432.210 | 透明ガラス製サンプルビーカー 75 mL、1 個                                                             |
|            | 透明ガラス製サンプルビーカー 75 mL、サンプルラック 6.2041.340、6.2041.350、6.2041.800 および 6.2041.900 に適合、1 個 |



6.1458.020 Titration head / 4 x M10 connectors



---

6.1458.030 KF titration head / 4 x M10 connectors



---

6.1458.070 Titration head / 2 x SGJ 14

Titration head for 75 mL beakers. With 2 openings SGJ 14, 2 openings 6.4 mm, and 3 pre-mounted dosing tips. Suitable for rinsing and aspiration equipment.



---

6.1459.400 プラスチック製 (PE) サンプルビーカー 75 mL、144個

プラスチック製 (ポリエチレン、PE) サンプルビーカー 75 mL、サンプルラック 6.2041.340、6.2041.350、6.2041.800 および 6.02041.040 OMNIS サンプルラックに適合、144個。

