



サンプルラック、48 x 75 mL (ポリ塩化ビニル製)

6.2041.350

48 個のサンプルビーカーに適した 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler 「Basic」 のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です：6.1432.210、6.1459.400。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1432.210	透明ガラス製サンプルビーカー 75 mL、1 個
	透明ガラス製サンプルビーカー 75 mL、サンプルラック 6.2041.340、6.2041.350、6.2041.800 および 6.2041.900 に適合、1 個



6.1458.070 Titration head / 2 x SGJ 14

Titration head for 75 mL beakers. With 2 openings SGJ 14, 2 openings 6.4 mm, and 3 pre-mounted dosing tips. Suitable for rinsing and aspiration equipment.



6.1459.400 プラスチック製 (PE) サンプルビーカー75 mL、144個

プラスチック製 (ポリエチレン、PE) サンプルビーカー 75 mL、サンプルラック6.2041.340、6.2041.350、6.2041.800および6.02041.040 OMNIS サンプルラックに適合、144個。



6.1462.050 Robotic arm with titration head for 786 Swing Head, left or right swinging

