



サンプルラック、14 x 200 mL、(ポリ塩化ビニル製)

6.2041.370

14 個のサンプルビーカーに適した810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.310。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1459.310	プラスチック製 (PP) 使い捨てサンプルビーカー、200 mL、1000個
	プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) 使い捨てサンプルビーカー 200 mL、OMNIS サンプルラック 6.02041.020、サンプルラック 6.2041.370および6.2041.830に適合、1000個。

