



サンプルラック 21 x 100 mL、(ポリ塩化ビニル製)

6.2041.460

21個のサンプル容器に適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます: 100 mL 分解管 (CSB)。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

CSB システム (MATi 12) での使用のための滴定ヘッドです。滴定ヘッドには、拡散防止バルブがついた内蔵式チューブが3本、滴定済みの溶液を吸引するためのチューブが1本装備されています。M10ネジに電極を固定することができます。さらに、スプレーノズル用の開口部が3つあります。

