



サンプルラック、22 x 120 mL、(ポリプロピレン製)

6.2041.470

22 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler 「Light」 のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.300、6.1459.307。

合成樹脂: ポリプロピレン (PP)

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1459.300	プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 120 mL、250 個
	プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 120 mL、サンプルラック 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、6.2068.020、6.2068.030 および 6.9920.141 に適合、250 個



6.1909.050 Stirring propeller / 102 mm



6.1458.040 Titration Head, 3 x SGJ 14



6.1459.307 プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 120 mL、1 個

プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 120 mL、サンプルラック 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、6.2068.020、6.2068.030 および 6.9920.141 に適合、1 個

