



サンプルラック 159 x 2 mL および 3 x 300 mL、(ポリ塩化ビニル製)

6.2041.480

159個のサンプル容器および3個のリンスボトルに適した 858 Professional Sample Processor のためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます: 2 mL (エッペンドルフ)、6.1608.080、6.1627.000。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

6.1608.080

Bottle / 300 mL



6.1627.000

PE bottle, 125 mL for IC



6.1627.100

セプトム付きスクリーキャップ、トレース分析

セプトムスクリーキャップは、セプトムによって汚染がごくわずかになるため、トレース分析に最適です。長期間にわたって標準サンプルを維持するのにぴったりです。PE ボトル、125 mL (6.1627.000) および PE ボトル、50 mL (6.1608.100) 用のセプトムスクリーキャップ。



6.2072.000

Bottle adapter for 6.1627.000 to 6.2041.440

