




サンプルラック、28 x 50 mL、(ポリ塩化ビニル製)

6.2041.490

28 個のサンプル容器に適した 919 Autosampler plus、858 Professional Sample Processor のためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます: 6.2747.010。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2747.010	Sample vessel 50 mL



6.1458.080

Transfer head for 919 IC Autosampler plus for VA and CVS applications.

