



サンプルラック 160 x 6 mL、(ポリ塩化ビニル製)


6.2041.710

160個のサンプル容器に適した 815 Robotic Sample Processor、855 Robotic Titrosampler 「Basic」 のためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます:
6.2419.000。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1448.050	Aluminum septum caps / 1000 pieces



6.1462.030 Robotic arm with transfer head for 786 Swing Head, left swinging



6.1462.040 Robotic arm with transfer head for 786 Swing Head, right swinging



6.1462.090 Robotic arm with Luer-Lock adapter for 786 Swing Head, right swinging



6.2419.000 バイアル 6 mL、1000 個

バイアル、6 mL までのサンプル用、セプタム 6.1448.050 に適合、
1000 個

