




サンプルラック 36 x 6 mL、(アルミニウム製)

6.2041.720

36個のサンプル容器に適した 874 Oven Sample Processor のためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます: 6.2419.000。

材質: アルミニウム (Al)

オプションアクセサリー

Order no.	説明
-----------	----

6.2419.000	バイアル 6 mL、1000 個
------------	------------------

バイアル、6 mL までのサンプル用、セプタム 6.1448.050 に適合、1000 個



6.1448.050

Aluminum septum caps / 1000 pieces