



サンプルラック 34 x 150 mL、(ポリ塩化ビニル製)

6.2041.810

34個のサンプルビーカーに適した 815 Robotic Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Basic」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です：150 mL ビーカー（トールビーカー）。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

6.1458.010 Titration head, 6 x SGJ 14 and 3 x SGJ 9 openings.



6.1458.040 Titration Head, 3 x SGJ 14

