



サンプルラック、28 x 200 mL、(ポリ塩化ビニル製)

6.2041.830

28 個のサンプルビーカーに適した 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler「Basic」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です：6.1459.310。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1458.010	Titration head, 6 x SGJ 14 and 3 x SGJ 9 openings.



6.1458.040 Titration Head, 3 x SGJ 14



6.1459.310 プラスチック製 (PP) 使い捨てサンプルビーカー、200 mL、1000個

プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) 使い捨てサンプルビーカー 200 mL、OMNIS サンプルラック 6.02041.020、サンプルラック 6.2041.370および6.2041.830に適合、1000個。



6.1462.060 Robotic arm with holder for titration head, left swinging



6.1462.070 Robotic arm with holder for titration head, right swinging

