



サンプルラック、59 x 120 mL、(ポリプロピレン製)

6.2041.850

59 個のサンプルビーカーに適した 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler「Basic」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です：6.1459.300、6.1459.307。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1458.010	Titration head, 6 x SGJ 14 and 3 x SGJ 9 openings.



6.1458.020 Titration head /4 x M10 connectors



6.1458.040 Titration Head, 3 x SGJ 14



6.1459.300 プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 120 mL、250 個

プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 120 mL、サンプルラック 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、6.2068.020、6.2068.030 および 6.9920.141 に適合、250 個



6.1462.050 Robotic arm with titration head for 786 Swing Head, left or right swinging



6.1462.060 Robotic arm with holder for titration head, left swinging



6.1462.070 Robotic arm with holder for titration head, right swinging



6.1462.150 Robotic arm with titration head and beaker sensor for 786 Swing Head, left or right-swinging



6.1462.160 Robotic arm with holder for titration head and sensor for 786 Swing Head, left swinging



6.1462.170 Robotic arm with holder for titration head and sensor for 786
Swing Head, right swinging



6.2711.070 Drip pan for 789/815/855



6.1459.307 プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 120 mL、1 個

プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 120 mL、サ
ンプルラック 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、
6.2068.020、6.2068.030 および 6.9920.141 に適合、1 個

