




サンプルラック、20 x 120 mL、(ポリプロピレン製)

6.2068.010

20 個のサンプルビーカーに適した864 Balance Sample Processor のためのサンプルラック。
以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.300。

合成樹脂: ポリプロピレン (PP)

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1459.300	プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 120 mL、250 個
	プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 120 mL、サンプルラック 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、6.2068.020、6.2068.030 および 6.9920.141 に適合、250 個



6.1562.240 Pipetting tips 1-10 mL (200 pieces)



6.2067.100 Scale pan for sample rack 6.2068.010

