



サンプルラック、24 x 120 mL、(ポリ塩化ビニル製)

6.2068.020

24 個のサンプルビーカーに適した815 Robotic Soliprep のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.300、6.1459.307。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

オプションアクセサリ


Order no.	説明
6.1459.300	プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 120 mL、250 個
	プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 120 mL、サンプルラック 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、6.2068.020、6.2068.030 および 6.9920.141 に適合、250 個



6.2067.000 Insert for 30x11 mL for Soliprep sample rack



6.2067.010 Insert for 24xSyringe needles for Soliprep sample rack



6.2067.020 Insert for 12x30 mm syringe filters for Soliprep Sample rack



6.1459.307 プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 120 mL、1 個

プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 120 mL、サンプルラック 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、6.2068.020、6.2068.030 および 6.9920.141 に適合、1 個

