



サンプルラック、10 x 250 mL、(ポリ塩化ビニル製)

6.2068.030

10 個のサンプルビーカーに適した815 Robotic Soliprep のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1432.320	透明ガラス製サンプルビーカー 250 mL、1 個
	透明ガラス製サンプルビーカー 250 mL、サンプルラック 6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、6.2041.820、6.2068.020 および 6.2068.030 に適合、1 個



6.2067.000 Insert for 30x11 mL for Soliprep sample rack



6.2067.020 Insert for 12x30 mm syringe filters for Soliprep Sample rack



6.2067.030 Insert 30x11.6 mm for Soliprep Sample rack



6.2067.040 Insert 30x syringe needles for Soliprep sample rack



6.1432.323 アンバーガラス製サンプルビーカー 250 mL、1 個

アンバーガラス製サンプルビーカー 250 mL、サンプルラック
6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、
6.2041.820、6.2068.020 および 6.2068.030 に適合、1 個



6.1453.220 プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 200 mL、1 個

プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 200 mL、サ
ンプルラック 6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、
6.2041.820、6.2068.020 および 6.2068.030 に適合、1 個



6.1453.250 プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 250 mL、1 個

プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 250 mL、サ
ンプルラック 6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、
6.2041.820、6.2068.020 および 6.2068.030 に適合、1 個

