



Water bath for Robotic Sample Processors and Robotic Titrosampler

6.2840.000

納品範囲 6.2840.000

Qt.	Order no.	説明
2 PCS	6.1801.130	PVC tubing / 8 mm / 12 mm / 2 m



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2041.900	サンプルラックインサート、54 x 75 mL、水浴用、(Al) 54 個のサンプルビーカーに適した 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler「Basic」のためのサンプルラックインサート。以下のサンプルビーカーの使用が可能です： 6.1432.210、6.1459.400。 材質: アルミニウム (Al)
6.2058.030	Head extension 10 mm for Sample Processors

