



807 Dosing Unit 20 mL

6.3032.220

807 Dosing Unit、20 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。

納品範囲 6.3032.220

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.1446.030	Ball stopper / B-14/(15)



1 PCS

6.1446.040

Threaded stopper / M6



1 PCS

6.1543.200

Titration tip / M6 thread



1 PCS

6.1805.100

FEP tubing / M6 / 40 cm



1 PCS

6.2008.030

807 Dosing Unit 用ビュレットチップケース

ケースホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の
ビュレットチップ用のホルダーになります。



0 PCS

6.2803.000

Grease (1 oz.)



1 PCS

6.2739.000

Wrench



1 PCS

6.1543.060

Tip / M6 thread



1 PCS

6.1619.000

807 Dosing Unit 用乾燥管



1 PCS

6.1829.010

FEP aspiration tube M6, 0.25 m



1 PCS

6.2008.050

807 Dosing Unit 用保存容器ホルダー

ビュレットチップケース 6.2008.030 とともに使用すると 807 Dosing Unit のビュレットチップ用のホルダーになります。



1 PCS

6.2244.020

Cards for intelligent Exchange Unit



1 PCS

6.2803.010

Grease (2 g)



オプションアクセサリー

Order no.	説明	
6.1608.023	Amber glass bottle / 1000 mL / GL 45	
6.1608.030	Round glass bottle / 1000 mL / GL 45	
6.1608.040	Bottle PE / 1000 mL / GL 45	
6.1608.050	Drying bottle / 100 mL / GL 45	

6.1608.060

Bottle / 100 mL




6.1618.000

Thread adapter 32 mm to GL 45




6.1618.010

Thread adapter 28 mm to GL 45



6.1618.020

Thread adapter S 40 to GL 45



6.1618.050 Thread adapter 40 mm to GL 45



6.1618.060 Thread adapter GL 45 to GL 45



6.1805.030 FEP tubing / M6 / 150 cm



6.1805.110 FEP tubing / M6 / 80 cm



6.1808.000 Connection bushing M6



6.1808.020 Tubing adapter olive / M6 inner



6.1808.030 Tubing connector for grounded buret tip



6.1808.060 T connector / M6 inner



6.1829.020

FEP aspiration tube M6, 0.5 m



6.1808.280

807 Dosing Unit ポート 4 アダプター、M6 内側

FEP チューブ / M6 との接続のため、807 Dosing Unit のポート 4 に使用するアダプター。



6.1574.220

シリンダーエレメント ガラス 20 mL

シリンダー、ピストン、シリンダーベース、バルブディスク、センタリングチューブが付いたガラスシリンダーエレメント一式。807 Dosing Unit 20 mL 用。

