



Metrosep Amino Acids 1 - 100/4.0

6.4001.410

120℃でニンヒドリンを用いたPCR後のUV/VIS検出によるアミノ酸の測定のための分離カラム。Metrosep Amino Acids 1 - 100/4.0は、アミノ酸のための標準分離カラムです。カラムは、スルホン化したポリスチレン/ジビニルベンゼンの材料をベースとしています。アミノ酸の測定は、ニンヒドリンを用いたポストカラム反応後の吸光光度検出によって行われます。Metrosep Amino Acids 1 - 100/4.0により、あらゆる自然発祥のアミノ酸を含む44までのアミノ酸を、研究や実験において分離することが可能となります。

納品範囲 6.4001.410

Qt.	Order no.	説明
2 PCS	6.2744.060	Threaded stopper



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.1011.030	Metrosep RP 2 Guard/3.5	
	Metrosep RP 2 Guard/3.5 は、分析用分離カラムを汚れからしっかりと保護する、汎用性のある保護カラムです。微粒子、微量の酸化鉄または細菌を確実に取り除きます。Metrosep RP 2 Guard/3.5は、僅かな操作でフィルターディスクを交換できるため、費用節約の助けとなります。	
6.1011.040	Metrosep RP 3 Guard HC/4.0	
6.1011.130	Spare filter for RP 2 Guard/3.5, 10 pieces	