



ICアクセサリー: インライン透析

6.5330.100

インライン透析のための付属品セット。858 プロフェッショナルサンプルプロセッサおよび追加の2チャンネルタイプのペリスタリックポンプとの併用に。

納品範囲 6.5330.100

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.1602.150	Bottle attachment / GL 45 - 3 x UNF 10/32



1 PCS

6.1608.070

Eluent bottle / 2 L / GL 45



8 PCS

6.1803.040

PTFE capillary 0.5 mm i.d. / 1 m



2 PCS

6.1826.320

Pump tubing LFL (orange/yellow) , 3-stopper



2 PCS

6.1826.340

Pump tubing LFL (black/black), 3 stoppers



1 PCS

6.1831.050

PEEK capillary 0.5 mm i.d., 40 cm



1 PCS

6.1831.160


PEEK capillary, 0.5 mm ID / 70 cm



1 PCS

6.2057.130

Dialysis cell holder



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2714.010

Dialysis membrane (cellulose acetate)



1 PCS

6.2729.100

Dialysis cell



1 PCS

6.2744.000

Pressure screw PVDF



2 PCS

6.2744.070

Pressure screw short



2 PCS

6.2744.034

カップリング チューブニップル/UNF 10/32、2個


圧力調整ネジとポンプチューブを接続。2個。ペリスタリックポンプ付きIC装置用。



4 PCS

6.2744.160

Nozzle/UNF 10/32 coupling with security device



1 PCS

6.2831.010

Plastic tweezers



1 PCS

6.2755.000

Tubing cartridge



オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2714.030	Dialysis membrane (polyamide)

