



## IC機器: ドージングユニット付きPCR

6.5330.400

納品範囲 6.5330.400

| Qt.   | Order no.  | 説明                                   |
|-------|------------|--------------------------------------|
| 2 PCS | 6.1608.030 | Round glass bottle / 1000 mL / GL 45 |



3 PCS

6.1805.110

FEP tubing / M6 / 80 cm



---

2 PCS

6.1619.000

807 Dosing Unit 用乾燥管



---

1 PCS

6.2744.010

Pressure screw 5x



---

1 PCS

6.2744.080

M6 thread / UNF 10/32 adapter



2 PCS

6.1819.100

FEP aspiration tubing to 2 L bottle



2 PCS

6.1602.160

溶離液および試薬のためのボトルキャップGL 45

溶離液ボトル、試薬ボトルおよび洗浄ボトル用、乾燥管および吸引チューブ用コネクタ付き。



1 PCS

6.2744.200

Adapter UNF 10/32 outer / M6 inner



2 PCS

6.1624.000

Adapter SGJ 14 for 6.1619.XXX Adsorber tube



1 PCS

6.1831.030

PEEK capillary 0.75 mm i.d. / 3 m



---

1 PCS

6.2057.250

PCR のためのDosino ホルダー

PCR Dosino のための IC 装置のDosino ホルダー



---

1 PCS

6.3033.150

ドージングユニット PCR 5 mL

