



CVS electrode equipment with 2 mm platinum electrode for Professional VA/CVS instruments

6.5339.010

納品範囲 6.5339.010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.0343.100	分離Ptロッド電極

電圧電流法およびCVSのための白銀AE。



1 PCS

6.0728.130

CVSのためのLL-Ag/AgCl参照電極

c(KCl) = 3 mol/Lの内部液付き内部参照システム。プラスチック製内部液容器 6.1245.010 を伴う使用のため。



1 PCS

6.1204.610

2 mm platinum electrode tip for CVS



1 PCS

6.1204.510

Driving axle for rotating disk electrode (RDE)



1 PCS

6.1245.010

プラスチック製内部液容器

ダブルジャンクション参照電極のためのセラミックダイアフラム付きプラスチック製内部液容器。



1 PCS

6.1415.210

Titration vessel / 10-90 mL



1 PCS

6.1415.250

Titration vessel / 50-150 mL



1 PCS

6.2308.020

Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)



1 PCS

6.2310.010

Electrolyte KNO3-1mol/L 250 mL

