



Professional VA 装置用の抗酸化物質測定のための Glassy Carbon 回転円盤電極付き VA 電極 装備

6.5339.100

抗酸化物質の測定のための電極セット一式。回転円盤電極用駆動システム、Glassy Carbon 電極チップ、白金参照電極、白金対極および測定容器が含まれています。

納品範囲 6.5339.100

Qt.	Order no.	説明
2 PCS	6.0343.100	分離Ptロッド電極 電圧電流法およびCVSのための白銀AE。



1 PCS

6.1204.510

Driving axle for rotating disk electrode (RDE)



1 PCS

6.1204.600

Glassy carbon electrode tip, shaft made of glass.



1 PCS

6.1415.150

Titration vessel / 5-70 mL



1 PCS

6.2802.000

Polishing set for solid-state electrodes

