



VA 測定および CVS 測定用 807 Dosing Unit 二台を搭載した装備

6.5339.500

VA システムおよび CVS システム拡張のための 2 つの補助溶液の付属品セット。807 Dosing Unit 2 mL 二台、100 mL の透明ガラスボトル二本、ボトル 2 本用ボトルホルダー、接続材料がそれぞれ含まれます。Dosinos なし。

納品範囲 6.5339.500

Qt.	Order no.	説明
2 PCS	6.1608.050	Drying bottle / 100 mL / GL 45



2 PCS

6.1618.060

Thread adapter GL 45 to GL 45



2 PCS

6.1805.530

FEP tubing / M6 / 2 m



2 PCS

6.1819.010

PTFE tube



1 PCS

6.2055.110

ボトル2本 / Dosino のためのボトルホルダー、もしくはDosinoホルダー

250 mL のボトル2本もしくは Dosino 2つのためのホルダー



807 Dosing Unit、2 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



オプションアクセサリー

Order no.	説明
-----------	----

2.800.0010 800 Dosino

800 Dosino 高性能電動ビュレットのドージングユニット用書き込み・読み取り用ハードウェア付き駆動部。固定されたケーブル付き（長さ150 cm）。

