



884 Professional VA のための VA 測定用 807 Dosing Unit 二台を搭載したベーシックな装備

6.5339.510

手動 VA システム拡張のための 2 つの補助溶液の付属品セット。807 Dosing Unit 2 mL と 5 mL、100 mL・250 mL・2 L の透明ガラスボトル、ボトル 2 本用ボトルホルダー、4-way マイクロチップと接続材料がそれぞれ含まれます。Dosinos なし。

納品範囲 6.5339.510

Qt.	Order no.	説明
4 PCS	6.1446.040	Threaded stopper / M6



1 PCS

6.1602.190

Eluent Bottle Head, 1 x SGJ 14, 4 x M6



1 PCS

6.1608.050

Drying bottle / 100 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.070

Eluent bottle / 2 L / GL 45



1 PCS

6.1608.090

Bottle / 250 mL / GL 45



2 PCS

6.1618.060

Thread adapter GL 45 to GL 45



1 PCS

6.1805.120

FEP tubing / M6 / 100 cm



2 PCS

6.1805.530

FEP tubing / M6 / 2 m



4 PCS

6.1808.000

Connection bushing M6



1 PCS

6.1815.010

Spiral band 0.5 m



2 PCS

6.1819.010

PTFE tube



1 PCS

6.1824.000

Four-way micro dosing tip



1 PCS

6.1829.070

Tubing set for Professional VA/CSV instruments



1 PCS

6.2055.110

ボトル2本 / Dosino のためのボトルホルダー、もしくはDosinoホルダー

250 mL のボトル2本もしくは Dosino 2つのためのホルダー



1 PCS

6.2621.080

キャピラリーカッター

カッターツール、合成樹脂製キャピラリーの簡単な切断用、1/16"および1/8"、交換刃 5 枚込み。



1 PCS

6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit、2 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



1 PCS

6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit、5 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。

