



CVS 測定用 807 Dosing Unit (2 + 50 mL) 二台を搭載した機器

6.5339.520

CVS システム拡張のための 2 つの補助溶液の付属品セット。807 Dosing Unit 2 mL と 50 mL、透明ガラスボトル 100 mL と 2 L、ボトル 2 本用ボトルホルダー、接続材料がそれぞれ含まれます。Dosinos なし。

納品範囲 6.5339.520

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.1608.050	Drying bottle / 100 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.070

Eluent bottle / 2 L / GL 45



1 PCS

6.1618.060

Thread adapter GL 45 to GL 45



1 PCS

6.1805.120

FEP tubing / M6 / 100 cm



2 PCS

6.1805.530

FEP tubing / M6 / 2 m



2 PCS

6.1819.010

PTFE tube



1 PCS

6.1829.080

吸引チューブ / M6 / 0.3 m



1 PCS

6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit、2 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



1 PCS

6.3032.250

807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit、50 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



オプションアクセサリー

Order no.	説明
-----------	----

2.800.0020 800 Dosino

高機能電動ビュレットのドージングユニット用書き込み・読み取り用
ハードウェア付き駆動部。固定されたケーブル付き（長さ 0.65 m）。

