



装備: 807 Dosing Units、プロフェッショナル VA/CSV 機器用ピペッティングシステム用

6.5339.620

858 Professional Sample Processor を使用する全自動 CVS ピペッティングシステム用付属品。807 Dosing Unit 5 mL および 50 mL、クリアガラス瓶 2 L、ピペッティングチューブ、洗浄ステーション、安全シールドおよびその他の付属品。Dosinos なし。

納品範囲 6.5339.620

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.1456.210	Measuring vessel / 10-90 mL



1 PCS 6.1462.270 786 Swing Head 用トランスファーヘッド付きスイングアーム、右旋回式

858 Professional Sample Processor VA および CVS によるピペッティングシステム用スイングアーム



1 PCS 6.1562.120 Pipetting tubing / 10 mL with holder for sample processors



1 PCS 6.1602.115 Bottle attachment / S 40 / green



2 PCS 6.1608.070 Eluent bottle / 2 L / GL 45



1 PCS 6.1805.080 FEP tubing / M6 / 25 cm



1 PCS 6.1805.120 FEP tubing / M6 / 100 cm



3 PCS 6.1805.530 FEP tubing / M6 / 2 m



1 PCS 6.1808.010 Coupling piece 2 X M6



1 PCS

6.1808.050

Tubing adapter olive / M8 outer



1 PCS

6.1808.060

T connector / M6 inner



1 PCS

6.1819.080

Cannula for gas feeding



1 PCS

6.1823.010

Guide shaft to pipetting tubing



2 PCS

6.1829.080

吸引チューブ / M6 / 0.3 m




1 PCS

6.2622.040

位置決めプレート

858 Professional Sample Processor VA および CVS によるピペッティングシステム用位置決めプレート



1 PCS

6.2622.030

安全シールド付属品



2 PCS

6.2709.070

Guiding sleeve



2 PCS

6.2744.200

Adapter UNF 10/32 outer / M6 inner



1 PCS

6.2751.200

安全シールド

858 Professional Sample Processor VA および CVSによるピペッティングシステムのための安全シールド



1 PCS

6.2841.110

Rinsing station for pipetting equipment



1 PCS

6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit、5 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



807 Dosing Unit、50 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
-----------	----

2.800.0020 800 Dosino

高機能電動ビュレットのドージングユニット用書き込み・読み取り用
ハードウェア付き駆動部。固定されたケーブル付き（長さ 0.65 m）。

