



VA Computrace用のscTRACE Gold付きVA電極機器

6.5340.000

scTRACE Goldによるヒ素または水銀の測定のための完全な付属品セット。電極ホルダー、scTRACE Gold（4個）、測定容器、スターラー、その他の付属品を含む。

納品範囲 6.5340.000

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.1204.200	Stirrer for VA Stand



1 PCS

6.1241.080

scTRACE Gold のための電極シャフト


作用電極、参照電極、および補助電極（AE）用電極ケーブルの接続のためのプラグコンタクト付き scTRACE Gold 用ホルダー。電極シャフトは、scTRACE Gold 6.1258.000 と共に、Professional VA 装置で用いられる電圧電流法のための完全なセンサーになります。VA スタンドベースおよび VA Computrace で使用するには、アダプター 6.2112.130 が3つ必要です。scTRACE Gold はただシャフトに差し込むだけです。scTRACE Gold は一定間隔で定期的に交換しますが、電極シャフトは続けて使用することができます。



1 PCS

6.1244.020

Driving belt



1 PCS

6.1258.000

scTRACE Gold (set with 4 pieces)



1 PCS

6.1415.150

Titration vessel / 5-70 mL



1 PCS

6.1446.000

SGJ stopper / B-14/(15)



1 PCS

6.1808.000

Connection bushing M6



3 PCS

6.2112.130

Adapter plug contact 5.5 mm / screw contact,
gold-plated



1 PCS

6.2753.210

Cover

