



Equipment for determination of temperature correction with Rancimats and PVC Thermomats.

6.5616.100

納品範囲 6.5616.100

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.1111.010	安定性測定装置用Pt100温度センサー (17.5 cm)
固定式ケーブルおよびMini DINプラグ付きPt100温度センサー (長さ 17.5 cm)。このガラス不使用の温度センサーは、711 Liquinoおよび安定性測定装置 (743 Rancimat、763 PVC Thermomat、892 Professional Rancimat、または895 Professional PVC Thermomat) での使用に適しています。		



2 PCS

6.2042.040

Clamp for temperature sensor



1 PCS

6.2326.000

Silicone oil for stability measuring instruments
(50 mL)



1 PCS

6.2418.000

Air tube for oil measurements

