



Equipment for determination of temperature correction with Biodiesel Rancimats.

6.5616.110

納品範囲 6.5616.110

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.1111.020	安定性測定装置用Pt100温度センサー (30 cm)
固定式ケーブルおよびMini DINプラグ付きPt100温度センサー (長さ 30 cm)。このガラス不使用の温度センサーは、安定性測定装置 (873 Biodiesel Rancimatおよび893 Professional Biodiesel Rancimat) での使用に適しています。		



2 PCS

6.2042.040

Clamp for temperature sensor



1 PCS

6.2326.000

Silicone oil for stability measuring instruments
(50 mL)

