



Consumable Kit CVS

6.5703.020

納品範囲 6.5703.020

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	6.0728.130	CVSのためのLL-Ag/AgCl参照電極

c(KCl) = 3 mol/Lの内部液付き内部参照システム。プラスチック製内部液容器 6.1245.010 を伴う使用のため。



1 PCS

6.1204.610


2 mm platinum electrode tip for CVS



1 PCS

6.1244.050

Drive belts for rotating disk electrodes



1 PCS

6.1824.000

Four-way micro dosing tip

