



ガラスバイアル、1.5 mL、100 個

6.7303.100

次のサンプルチェンジャーでの使用向け: Liquid Autosampler CIC (TEI)、MMS 5000 Autosampler (AJ)、889 Sample Center。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2041.200	サンプルラック、48 x 11 mL、(アルミニウム製) 48 個のサンプル容器に適した889 IC Sample Center のためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます: 6.2743.100、6.2743.107、6.2743.110、6.2743.117。 材質: アルミニウム (Al)



6.7303.110 67303100 用セブタム、100 個

次のサンプルチェンジャーにて 67303100 ガラスバイアルと併せての使用向け: Liquid Autosampler CIC (TEI)、MMS 5000 Autosampler (AJ)、889 Sample Center。



6.7303.310 サンプルラック 液体サンプル用の112のポジション

液体サンプル用。

