



NIRS DS2500 サンプル容器、大、5個

6.7402.060

NIRS DS2500 Analyzerを用いた、反射された粉末および顆粒のスペクトルの測定のための大きなサンプル容器5個のセット。

納品範囲 6.7402.060

Qt.	Order no.	説明
5 PCS	6.7402.050	DS2500 サンプル容器、大

NIRS DS2500 Analyzerを用いた、様々なサンプル位置における反射中の粉末および顆粒のスペクトル記録のための、大きなサンプル容器です。

