



Thermoprobe

6.9011.020

859 TitrothermによるTETのための高精度の温度センサー。

Thermoprobeは短い反応時間と高い分離度を有し、ごくわずかな温度変化を正確に捉えることができます。

このセンサーは、HFを含まない水性および非水系の溶液にて、以下の測定などに用いることができます：

- ASTM D8045に準じた酸価 (TAN)
- 塩基価 (TBN)
- 遊離脂肪酸
- Ca/Mg 測定
- リン酸

納品範囲 6.9011.020

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm



1 PCS

6.2008.040

保存容器

ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。

