




サンプルラック、53 x 120 mL、(ポリプロピレン製)

6.9920.141

53 個のサンプルビーカーに適した 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler「Basic」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です：6.1459.300、6.1459.307。

合成樹脂: ポリプロピレン (PP)

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1459.300	プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 120 mL、250 個 プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 120 mL、サンプルラック 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、6.2068.020、6.2068.030 および 6.9920.141 に適合、250 個



6.1459.307 プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 120 mL、1 個

プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 120 mL、サ
ンプルラック 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、
6.2068.020、6.2068.030 および 6.9920.141 に適合、1 個



6.2037.080 Foil holder

