



サンプルラック 25 x 60 mL + 10 x 125 mL

6.9920.255

60 mL Corning®-細胞培養フラスコ 25 サンプルおよび125 mL PEボトル 10 サンプル用複列サンプルラック (6.1627.000)。発電所等における微量分析用サンプルラック。

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.1627.000	PE bottle, 125 mL for IC



6.1627.100 セプタム付きスクリーキャップ、トレース分析

セプタムスクリーキャップは、セプタムによって汚染がごくわずかになるため、トレース分析に最適です。長期間にわたって標準サンプルを維持するのにぴったりです。PE ボトル、125 mL (6.1627.000) および PE ボトル、50 mL (6.1608.100) 用のセプタムスクリーキャップ。



6.2072.000 Bottle adapter for 6.1627.000 to 6.2041.440



6.2624.200 Sample needle made of steel, coated

