

Robotic Titrosampler 「Light」 のための滴定ヘッド延長 ヘッド延長 34 mm

6.9958.125

855 Robotic Titrosampler 「Light」 のための滴定ヘッド延長

オプションアクセサリ

Order no.	説明	
2.855.0030	Robotic Titrosampler «Light» (1T/1P) 中検体数までのサンプルのためのロボテックタイトロサンプラーのエントリーレベルモデル。内蔵式Titrando、ワークステーション、内蔵式ダイヤフラムポンプが装備された省スペース型のロボテックサンプルプロセッサXLは、滴定におけるアプリケーションに応じたオートメーションに合わせて、サンプルラックと電極の選択によって拡張できます。滴定溶液の吸引のため、外付けチューブもしくはダイヤフラムポンプを接続することができます (オプション)。メソッドのプログラミングは、使い勝手の良いTouch Control滴定ソフトウェア tiamo™、またはOMNISによって行われます。 サンプル量が増える場合、ロボテックタイトロサンプラー «Light» は容易かつ低コストで、当初のサンプルの何倍もの量を取り扱える «Basic» に拡張することが可能です。	
2.855.0040	Robotic Titrosampler «Light» (1T/2P) 中検体数までのサンプルのためのロボテックタイトロサンプラーのエントリーレベルモデル。内蔵式Titrando、ワークステーション、内蔵式ダイヤフラムポンプが2つ装備された省スペース型のロボテックサンプルプロセッサXLは、滴定におけるアプリケーションに応じたオートメーションに合わせて、サンプルラックと電極の選択によって拡張できます。メソッドのプログラミングは、使い勝手の良いTouch Control滴定ソフトウェア tiamo™、またはOMNISによって行われます。 サンプル量が増える場合、ロボテックタイトロサンプラー «Light» は容易かつ低コストで、当初のサンプルの何倍もの量を取り扱える «Basic» に拡張することが可能です。	