



Eco Titrator Biogas

2.1008.5010

紧凑型 Eco Titrator 具有内置磁力搅拌器和触摸感应式用户界面，可以满足日常分析需求。其始终提供符合 GLP 标准的结果。

Eco Titrator Biogas 为您提供完整套餐，用于测定用来监控沼气反应器的 FOS/TAC 数值。该套餐中包含了滴定仪、一个圆柱形单元 20 mL、一个免维护的 pH 电极，该电极带有温度探针和所有用来校准和存放电极的缓冲溶液和电解质。

Scope of delivery 2.1008.5010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

紧凑型 Eco Titrator 具有内置磁力搅拌器和触摸感应式用户界面，是日常分析的理想选择。其始终提供符合 GLP 标准的结果，并且具有最小的空间需求（约为 DIN A4）。



普遍适用于几乎所有电位分析式滴定，例如：

- 视频：脂肪的酸度、氯化物、维生素 C、碘和过氧化物值
- 水分析：碳酸盐和 Ca/Mg 硬度、氯化物、硫酸盐、高锰酸盐指数
- 石化：酸/碱值、硫化物和硫醇、氯化物、溴值
- 电镀：总酸度、金属含量、氯化物
- 表面活性剂分析：阴离子、阳离子和非离子表面活性剂
- 光度计与光度电极：p 和 m 值、金属、水硬度

用于 Eco Dosimat 配液器/Eco 滴定仪的 20 mL 计量管单元。无计量软管和防扩散滴管。



免维护 pH 电极（凝胶电解质），带有集成温度传感器（Pt1000），用于类似样品中的常规 pH 测量。电极储存在 $c(\text{KCl}) = \text{饱和}$ (6.2308.000)，不适用于离子含量低的溶液。老化指示器提前显示需要更换电极。



用于通过万通插头 U 将电极连接在万通设备上（插座 F）。



1 PCS

6.2307.200 缓冲溶液 pH 4.00 (30 x 30 mL)

即用型袋装缓冲溶液 pH 4.00 (25 ° C) , 无色



1 PCS

6.2307.210 缓冲溶液, pH 7.00 (30 x 30 毫升)

混合缓冲液, pH 7.00 (25°C) , 装于单次使用的小袋中, 无色, 盒装, 每盒30 x 30 毫升



1 PCS

6.2308.000 电解质 KCl-sat. (250 mL)

电解质 KCl (饱和) , 250 mL



1 PCS

6.02712.000 保护盖, 用于 Eco Dosimat / Eco Titrator

保护盖, 用于 Eco Dosimat / Eco Titrator 的显示屏。



1 PCS

6.1446.030 球塞 (Ball stopper) / B-14/ (15)

用于将滴定头可移动式地固定在滴定杯中



1 PCS

6.1446.080 堵头螺丝 / M8



1 PCS

6.1543.200 滴定头 / 螺纹 M6

带防扩散阀的滴定头。



1 PCS

6.1546.040 Eco Dosimat/Eco Titrator 用活塞工具

移除和安装活塞用工具。



1 PCS 6.1602.105 瓶盖 / GL 45 / 绿色

可用来从试剂瓶直接加液，带螺纹 GL 45。



1 PCS 6.1608.023 试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45

通向交换单元。MSM的再生溶液瓶。



1 PCS 6.1619.000 807 Dosing Unit 的吸附管



1 PCS 6.1805.100 FEP管 / M6 / 40厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS

6.1819.020 管

用于带M6螺纹的开孔。用于6.1602.1XX试剂瓶的瓶附件



1 PCS

6.1903.020 搅拌子 / 16 毫米

带磁芯的搅拌子，带PTFE外涂层，长度：16 毫米



1 PCS

6.1903.030 搅拌棒 / 25 mm

带磁芯的搅拌棒，以 PTFE（聚四氟乙烯）材料包裹，长 25 mm。



1 PCS

6.2013.010 定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS

6.2016.070

支撑杆 / 400毫米



1 PCS

6.2021.020

电极架

电极架，可用于4只电极与2只滴定头



1 PCS

6.2023.020

SGJ 14/15 的夹子

SGJ 14/16 的夹子



1 PCS

6.2164.010

桌式电源 100 - 240 V/24 V 直流

用于 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer 和 所有 Eco Titrator/Eco Dosimat 的桌式电源。



1 PCS

6.2709.070

导向套管 (Guiding sleeve)

用于624, 673, 674样品转换器及6.2021.020与6.2021.030电极架上使用的6.1543.XXX tips



1 PCS

6.6081.010

U 盘, 用于 Eco 滴定仪

数据储存介质, 用于 Eco 滴定仪



2 PCS

6.1805.090

FEP管 / M6 / 31厘米

带光照保护和扭折保护



Optional accessories

Order no.	Description
2.142.0100	热敏打印机 Custom Q3X 带 USB 接口的一体式打印机，用于 • 900 Touch Control • 915 KF Ti-Touch • 916 Ti-Touch • 917 Coulometer • 877 / 848 Titrino plus • 865 / 876 Dosimat plus • 91X Meter (电缆 6.2151.140) • Eco Dosimat / 滴定仪 • 862 Compact Titr sampler • 870 KF Titrino plus • 899 Coulometer 纸宽 60 mm (40 个字符)。包括 USB 电缆 6.2151.120。
6.9001.050	热敏纸，用于 Custom Neos-N / Q3X 热敏纸 60 mm / 25 m，用于 Custom Neos-N / Q3X。 新：正确存放下可确保 25 年可读性。 1 卷
6.03002.150	计量管单元 Eco 5 mL 用于 Eco Dosimat 配液器/Eco 滴定仪的 5 mL 计量管单元。无计量软管和防扩散滴管。



6.03002.210 计量管单元 Eco 10 mL

用于 Eco Dosimat 配液器/Eco 滴定仪的 10 mL 计量管单元。无计量软管和防扩散滴管。



6.03002.250 计量管单元 Eco 50 mL

用于 Eco Dosimat 配液器/Eco 滴定仪的 50 mL 计量管单元。无计量软管和防扩散滴管。



2.143.0200 点阵式打印机 TX-900MH

紧凑型点阵式打印机，带 USB 和 RS 232 接口，用于

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat / Titrator (+)
- 877 / 848 Titrino plus (额外需要 6.2151.100)
- 865 / 876 Dosimat plus (额外需要 6.2151.100)
- 862 Compact Titrosampler (额外需要 6.2151.100)
- 870 KF Titrino plus (额外需要 6.2151.100)
- 899 Coulometer (额外需要 6.2151.100)



(+) 电缆包含在标准配置中
