

733 IC Separation Center

2.733.0020

733 IC Separation Center with two injectors

Scope of delivery 2.733.0020

Qt.	Order no.	Description	
1 PCS	6.1816.000	硅酮管, 6毫米, 0.5米 排液管, IC分离中心机箱	
1 PCS	6.1831.010	PEEK 毛细管, 内径0.25 毫米 / 3 米 用于所有IC 元件。	
2 PCS	6.2027.030	分离柱固定器, 8.5 毫米 用于将分离柱安装在IC分析仪的柱箱中。	

2 PCS 6.2027.040 分离柱固定器，11.3毫米

用于将分离柱安装在IC分析仪的柱箱中。



4 PCS 6.2620.060 连接器

用于连接1/16英寸的毛细管，UNF 10/32. 带2只压力螺丝与2只刃环 用于离子色谱



1 PCS 6.2621.000 活动扳手

最大开口： 20毫米。用于IC分析仪



1 PCS 6.2621.050 1/4英寸扳手

用于1/4英寸的螺丝。用于IC仪器



1 PCS

6.2621.060

5/16英寸的扳手

用于5/16英寸的螺丝。用于IC仪器



2 PCS

6.2744.010

压力螺丝5x

带UNF 10/32接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）



2 PCS

6.2744.020

Luer / UNF连接器

用于IC分析仪



2 PCS


6.2816.020

注射器，10毫升，带Luer连接头。

用于许多种 IC 及 VA 应用



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2620.110	样品环, 20 μ L 用于UV/VIS一体化IC	
6.2620.120	样品环, 100 μ L 用于UV/VIS一体化IC	
6.1825.210	PEEK样品环, 20 μ L 用于进样阀, 带2只PEEK压力螺丝	
6.1825.230	PEEK样品环, 10 μ L 用于进样阀, 带2只PEEK压力螺丝	

6.2057.010 渗析池的固定器
用于IC柱箱中的渗析池



6.5904.030 转子，6/2 进样器
离子色谱仪系统中适合 6/2 注射器的转子。



6.5904.050 注射器，内部回路 0.25 µL
平板注射器，内部回路 0.25 µL



6.5904.060 转子（内部回路，0.25 µL）
4 端口平板注射器（6.5904.050）的转子，内部回路 0.25 µL



6.5904.070 转子（内部回路，1.0 μ L）

4 端口平板注射器（6.9956.001）的转子，内部回路 1.0 μ L