

733 IC Separation Center

2.733.0120

733 IC Separation Center with two injectors

Scope of delivery 2.733.0120

Qt.	Order no.	Description	
1 PCS	6.1816.000	硅酮管, 6毫米, 0.5米 排液管, IC分离中心机箱	
1 PCS	6.1831.010	PEEK 毛细管, 内径0.25 毫米 / 3 米 用于所有IC 元件。	
2 PCS	6.2027.030	分离柱固定器, 8.5 毫米 用于将分离柱安装在IC分析仪的柱箱中。	

2 PCS

6.2027.040 分离柱固定器, 11.3毫米

用于将分离柱安装在IC分析仪的柱箱中。



2 PCS

6.2744.010 压力螺丝5x

带UNF 10/32接口。用于IC仪器, 在线英蓝渗析 (连接PEEK毛细管)



2 PCS

6.2744.020 Luer / UNF连接器

用于IC分析仪



4 PCS

6.2744.040 2x UNF 10/32连接器

用于连接1/16英寸的毛细管。用在IC分析仪上




2 PCS

6.2816.020 注射器，10毫升，带Luer连接头。

用于许多种 IC 及 VA 应用



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1825.210	PEEK样品环, 20 µL 用于进样阀, 带2只PEEK压力螺丝	
6.2057.010	渗析池的固定器 用于IC柱箱中的渗析池	
6.5904.030	转子, 6/2 进样器 离子色谱仪系统中适合 6/2 注射器的转子。	
6.5904.050	注射器, 内部回路 0.25 µL 平板注射器, 内部回路 0.25 µL	

6.5904.060 转子（内部回路，0.25 μ L）

4 端口平板注射器（6.5904.050）的转子，内部回路 0.25 μ L



6.5904.070 转子（内部回路，1.0 μ L）

4 端口平板注射器（6.9956.001）的转子，内部回路 1.0 μ L

